

# Durchführung des Tests

- 1.** ca. 20min vor der Testung nach Möglichkeit nichts essen, trinken, rauchen oder andere Dinge in den Mund nehmen.
- 2.** Pro Mitarbeiter werden 2 Teströhrchen mit der ID (Personalnummer) beschriftet und ausgegeben.
- 3.** Das erste Stäbchen aus dem Teströhrchen nehmen, in den Mund führen und mit reichlich Speichel ca. 30 Sekunden in Berührung bringen. Stäbchen in das Teströhrchen zurück stecken.
- 4.** Das zweite Stäbchen aus dem Teströhrchen nehmen, in den Mund führen und mit reichlich Speichel ca. 30 Sekunden in Berührung bringen. Stäbchen in das Teströhrchen zurück stecken.
- 5.** Beide Teströhrchen sammeln.
- 6.** Erste Teströhrchen (max. 15) mit einem Gummiband zu einem Pool bündeln. Die zweiten Teströhrchen werden ebenfalls gebündelt. Eine Tüte mit dem Firmennamen beschriften. Beide Bündel in die Tüte geben (max. 30 Teströhrchen).
- 7.** Einen Begleitzettel pro Pool ausfüllen und der Tüte z.B. mit einer Büroklammer beilegen. Bitte nicht in die Tüte legen, da der Zettel vor dem Versand für die spätere Abrechnung kopiert werden muss. Bei mehreren Pools pro Firma die Pools nummerieren und auf Begleitzettel und Tüte vermerken. Abgabe an den Testtagen im Haus des Gastes zwischen 9:00 und 9:45 Uhr.